

光田醫院向上院區內視鏡、高檢、ENT門診--超音波內視鏡清洗消毒機*6

項目名稱及規格說明	廠商檢核 (標示佐證出處或 寫出差異)
超音波內視鏡清洗消毒機規格：	
一、可清洗內視鏡數量：最多2支	
二、清洗方式： 外部：超音波清洗，流動的溶液清洗 管路內部：溶液清洗 按鈕：超音波清洗，流動的溶液清洗	
三、消毒方式： 外部：消毒液浸泡 管路內部：消毒液沖洗與浸泡 按鈕：消毒液浸泡	
四、清洗時間設定：1~10分鐘(以1分鐘調增)	
五、消毒時間設定：5~60分鐘	
六、消毒液加溫設定： 1. ACECIDE 875ml組合瓶20°C (68°F) 2. 內視鏡用高層次消毒液20-30°C (68-86°F)	
七、消毒液加溫方式：內建式加熱器 1.在清洗消毒過程中，於消毒程序前快速加熱 2.在清洗消毒過程前預熱	
八、排水方式：幫浦加壓排出	
九、消毒液排出方式： 1.經消毒液收集管排出 2.經排水管排出	
十、清洗槽容量：14公升(±5%)。	
十一、消毒液桶容量：17.5公升(±5%)	
十三、目視漏水測試：在浸泡期間，以是否冒泡測試	
十四、酒精沖洗：以幫浦加壓方式自動沖洗/排放	
十五、尺寸：450mm±5%(W) x 955mm±5%(H) x 765mm±5%(D)	
十六、內視鏡全程自動酵素清洗、消毒、酒精自動加入三步驟	
十七、具腳踏開關可開啟上蓋功能	

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處： _____