

短波治療儀、微波治療儀-功能規格表

項次	項目名稱及規格說明	廠商檢核 <small>標示佐證出處 或 寫出差異</small>
短波治療儀：		
1	主機頻率：27.12 MHz ±10%	
2	頻道數：2，且可獨立輸出，所有參數及時間可獨立設定，提供雙人使用	
3	輸出能量：0-200W ±10%	
4	平均能量：0-64W。±10%	
5	治療時間：0-30 分鐘。±10%	
6	脈衝持續時間：65-400µs ±10%	
7	脈衝頻率：26-800 Hz。±10%	
8	26-400 Hz 適用於 90mm 與140mm 磁場電極頭	
9	26-800 Hz 適用於 E 型磁場電極頭	
10	可調峰值的高功率（最大200 瓦）	
11	脈衝寬度和脈衝頻率可由治療師設定	
12	基本配件	
	1 支短波電極臂	
	1 個磁場電極頭	
微波治療儀：		
1	周波數：2450±50MHz	
2	規格輸出：200±40W	
3	不必要放射：10mW/cm ²	
4	治療計時：1~30分鐘(以一分鐘為間隔)	
5	照射模式：連續模式、間歇模式、MILD模式、3D模式	
6	照射開啟時間：0.5~3.0秒	
7	休止時間：0.5~3.0秒	
8	接觸型照射頭,降低因微波發散造成周圍其他設備的干擾。	
	(以上規格±5%)	
9	基本配件：	
	照射治療頭至少1支以上	
●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝		
廠商檢核蓋章處：_____		