

光田醫院向上院區高檢-自律神經檢測儀HRV*1

項目名稱及規格說明

廠商檢核
(標示佐證出處)

自律神經檢測儀HRV規格：

1.顯示性能：12" 或以上之觸控式螢幕 色彩TFT LCD

2.解像度：800x600 / 操作系統：Windows 10

3.輸入/出：1xLAN · 至少2XUSB

4.顯示器模式：數碼帶停過濾(凹口過濾)

5.數碼帶停過濾(50/60赫)

6.輸入信號範圍：±0.05 ~ 5mV peak

7.檢測夾 PPG 測量範圍：30 ~ 240BPM

8.精確度：2%

9.波出時間：2sec脈搏/心率

10.平均值(設定時間之後)：8beats

11.脈搏/心率

12.軟體程式 心率變異分析〈HRV, Heart Rate Variability Analysis〉具下列指數：

- Mean HRT平均心跳數
- SDNN心臟功能指數
- RMSSD心臟負荷指數
- PSI壓力指數
- TP 活力指數
- VLF 極低頻 LF 低頻(反應交感神經狀態) HF 高頻(反應副交感神經狀態)
- Emotion state情緒狀態
- ABD自律神經的平衡活性圖
- RRV心律光譜圖

13.溫度範圍 操作：10 ~ 35°C (50 ~ 104°F) 儲存：-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)

14.相對濕度範圍 操作:70% RH max. @40°C (104°F) (不凝結) 儲存:80% RH max.

15.電源要求: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz,2.0A 電源失電保

16.具PACS傳輸系統

17.可彩色列印套表

光田醫院採購案規格書

●●請確認上表規格之廠商檢核欄位，皆有標明佐證出處或寫出差異處，謝謝

廠商檢核蓋章處：
